


■DPシリーズ 対応ソフトウェア・対応OS一覧

DP-BSW/DP2-BSW/cellSens編

ソフトウェア	対応OS	DP70	DP71	DP72	DP73	DP74	DP80	DP25 ※1			DP26	DP27	DP20	DP21	DP22	DP30BW
								DP25	DP25-1-5	DP25-4						
DP-BSW Ver2.1	Windows 2000 with SP2	○														○
	Windows XP Professional (32bit) with SP1	○														○
DP-BSW Ver2.2	Windows 2000 with SP2	○														○
	Windows XP Professional (32bit) with SP1	○														○
DP-BSW Ver3.1	Windows2000 Professional with SP4	○	○													○
	Windows XP Professional (32bit) with SP1a	○	○													○
DP-BSW Ver3.2	Windows2000 Professional with SP4	○	○													○
	Windows XP Professional (32bit) with SP1a	○	○													○
DP-BSW Ver3.3	Windows XP Professional (32bit) with SP1a	○	○													○
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit)	○	○													○
DP2-BSW Ver1.2	Windows 2000 with SP4	○						○	○							○ ※2
	Windows XP Professional (32bit) with SP2	○						○	○							○ ※2
DP2-BSW Ver1.3	Windows XP Professional (32bit) with SP2	○						○	○							○ ※2
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit)	○						○ ※5	○							○ ※3
DP2-BSW Ver1.4	Windows XP Professional (32bit) with SP2	○						○	○							○ ※2
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit)	○						○ ※5	○							○ ※3
DP2-BSW Ver2.1	WindowsXP Professional(32bit) with SP2 or SP3	○	○	○				○	○							○ ※2
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP1	○	○	○				○	○							○ ※3
DP2-BSW Ver2.2	WindowsXP Professional(32bit) with SP2 or SP3	○	○	○				○	○							○ ※2
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP1	○	○	○				○ ※5	○	○ ※7						○ ※3
cellSensVer1.3	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○				○	○							○ ※2
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○				○	○							○ ※3
cellSensVer1.4/1.41	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○				○	○							○ ※2
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○				○	○							○ ※3
cellSensVer1.5	Windows7 Ultimate/Professional(32bit)	○	○	○				○	○							○ ※3
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit)	○	○	○				○	○							○ ※3
cellSensVer1.6	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○			非対応	○	○							非対応
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.7	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.7.1	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○			非対応	○	○							○
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.8	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.8.1	WindowsXP Professional(32bit) with SP3	○	○	○			非対応	○	○							○
	Windows Vista Ultimate/Business(32bit) with SP2	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.9	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.11	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.12	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.13	Windows8 Pro(32bit)	非対応	非対応	非対応			○ ※4	○	○							○
	Windows8 Pro(64bit)	非対応	非対応	非対応			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.14	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.15	Windows8 Pro(32bit)	非対応	非対応	非対応			○ ※4	○	○							○
	Windows8 Pro(64bit)	非対応	非対応	非対応			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.16	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.17	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer1.18	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer2.1	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer2.3	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
cellSensVer3.1	Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○
	Windows7 Ultimate/Professional(64bit) with SP1 ※9	○	○	○			○ ※4	○	○							○

※1: DP25には3種類ございます。事前にカメラヘッド本体背面のラベルに記載されているモデル名をご確認ください(下図参照)。  
 ※2: DP20-DRVVer01.01以上が必要  
 ※3: DP20-DRVVer01.02以上が必要  
 ※4: DP73はVista Ultimate/Business(32bit) with SP2, Windows7 Ultimate/Professional(32bit), Windows8/8.1 Pro(32bit)と組合せて使用する場合別途メモリ拡張プログラムの適用が必要です。  
 ※5: DP25(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図①のもの)をVista Ultimate/Business(32bit) with SP2, Windows7 Ultimate/Professional(32bit)と組合せて使用する場合はDP25のファームウェアのアップグレード(有償)が必要です。  
 ※6: DP25(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図①のもの)をWindowsXP Professional(32bit) with SP3と組合せて使用する場合は、IEEE1394デバイスドライバの旧バージョンの変更が必要です。  
 デバイスドライバダウンロードサイト: [http://www.olympus.com/jp/support/dl/software/dp25\\_xps3/index.cfm?product=dp25](http://www.olympus.com/jp/support/dl/software/dp25_xps3/index.cfm?product=dp25)  
 ※7: DP25-4(カメラヘッド本体背面のラベルのモデル名が下図③のもの)をDP2-BSW Ver2.2で使用する場合は、カメラドライバのアップデート(欠陥補正機能)が必要です。  
 カメラドライバダウンロードサイト: <http://www.olympus-lifescience.com/ja/support/downloads/>  
 ※8: 2008年11月以前に出荷されたDP72には、パッチの適用が必要です。  
 ※9: cellSens Ver.1.17以降、Windows7 Ultimate/Professional(32bit) with SP1, Windows8.1 Pro(32bit), Windows10 Pro(32bit)組合せてcellSens Dimensionは非対応です。

《DP25モデル名確認方法》



① DP25

② DP25-1-5

③ DP25-4